

## REGIONALE PRODUKTION

## KONTAKT



### REGIONALE PRODUKTION

- ▶ Produktfertigung in Osnabrück, Made in Germany
- ▶ Alle verwendeten Materialien (außer Kunstleder) kommen von regionalen Lieferanten
- ▶ Die Bezugsstoffe kommen aus nachhaltiger Produktion (Recycling)
- ▶ Unsere Produkte erfüllen alle anzuwendenden deutschen und europäischen Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß
  - Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte – Medical Device Regulation „MDR (EU)“ und
  - Medizinproduktgesetz „MPG“.
- Bitte beachten Sie dazu auch die dem Produkt beigefügte EU-Konformitätserklärung.

### ZUBEHÖR

Mit Hilfe von Zubehör (Beinauflage, Therapietisch, Beckengurt, Schaukel usw.) wird durch die individuelle Anpassung des Sitzes eine zusätzliche Unterstützung an die jeweiligen Bedürfnisse des Benutzers ermöglicht.

Unsere Produkte erfüllen alle anzuwendenden deutschen und europäischen Sicherheits- und Leistungsanforderungen gemäß

- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte - Medical Device Regulation „MDR (EU)“ und
- Medizinproduktgesetz „MPG“.

Bitte beachten Sie dazu auch die dem Produkt beigefügte EU-Konformitätserklärung.



**inpaso GmbH**  
Heideweg 35  
49086 Osnabrück  
Tel.: +49 541 33 09 56 15  
E-Mail: [info@inpaso.de](mailto:info@inpaso.de)  
[www.inpaso.de](http://www.inpaso.de)

## einstein

### SCHWERKRAFT- LAGERUNGSSYSTEM



Fotos: <https://fatboyfilm.de>, Thomas Tschöpe · Gestaltung: ella works media design © 2023 · Stand: 05/2023 © inpaso GmbH

## FUNKTIONSWEISE

### WIE FUNKTIONIERT DER EINSTEIN?

Der **einstein** hat die Form eines tiefergelegten Liegesessels und nutzt die auf unserer Erde überall vorhandene physikalische Erdanziehungskraft oder auch einfach Schwerkraft genannt. Da der Schwerpunkt des Nutzers im **einstein** sehr tief liegt, erhöht sich somit auch die Stabilität der Sitz- bzw. Liegeposition. Mit der zusätzlichen engen seitlichen Körperführung des **einsteins** werden Körperabschnitte (z. B. Rumpf, Extremitäten) in therapeutisch unterstützende Stellungen gebracht und dort gehalten. Dies dient vor allem dazu Schmerzen zu lindern, Gelenke zu entlasten, Kontrakturen sowie Spasmen zu verhindern und/oder zu behandeln. Auch kann eine vorübergehende Druckentlastung einzelner Körperabschnitte z. B. in der postoperativen Phase herbeigeführt werden.

### FÜR WEN IST DER EINSTEIN?

Innovative Lösungen für eine gesunde und bequeme Körperhaltung sind in vielen Bereichen gefragt. Vor allem körperlich und geistig beeinträchtigte Personen benötigen eine individuelle Unterstützung, um bequem und gesund zu sitzen. Der **einstein** ist dafür gemacht, diesen Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen jeglicher Art eine komfortable und gleichzeitig therapeutische Hilfe in ihrem Alltag zu geben. Er kann als primäres Sitz- und Lagerungssystem oder als zusätzliche Lagerungsalternative (z. B. in Kombination mit einer Sitzschale) eingesetzt werden.

Der **einstein** kann sowohl zu Hause wie auch in Pflegeeinrichtungen aufgrund seiner einfachen Handhabung problemlos eingesetzt werden.

## INDIKATIONEN

### INDIKATIONEN

Das Lagerungssystem dient der Unterstützung einer konservativen Behandlung von orthopädischen Problemen und Schäden im Haltungs- und Bewegungsapparat, Körperfehlstellungen und -instabilitäten und kommt bei Krankheitsbildern, wie z. B.

- ▶ infantiler Cerebralparese
- ▶ Myelodysplasie
- ▶ Muskeldystrophie
- ▶ oder Krankheiten mit skoliotischen Wirbelsäulendeformierungen zum Einsatz.

### ANATOMIE

- ▶ Konvexe Sitztiefe zur besseren Abduktionsführung
- ▶ Stützung und Entlastung des Sitzbeinhöckers (Tuber ischiadicum) sowie eine Beckenvorverlagerung mit dem therapeutischen Ziel einer besseren Beckenaufrichtung
- ▶ Laterale Stabilisierung von Becken und Thorax stabilisieren

### SCHAUMSTOFF

Wir verwenden eine spezielle Kombination verschiedener hochwertiger Schaumstoffarten:

- ▶ Ein fester innerer Kern für die Stabilität und darüber ein weicher Deckschaum garantiert einen angenehmen Sitzkomfort mit zusätzlicher stabiler Beckenführung und gleichzeitiger Druckverteilung
- ▶ Ein viscoelastischer-Schaum unterstützt die lateralen Positionierung von Becken und Thorax

Probieren Sie den **einstein** aus und erleben Sie den Unterschied!

Der **einstein** ist eine Investition in die Gesundheit und das Wohlbefinden!

